

# LncRNA 3'及 5'RACE 实验 合同号: PG1-1601004

## 1. 实验步骤

## 1.1 RNA 提取

- 1. 利用 TRIzol 提取 RNA。具体步骤可以参考试剂盒说明书。
- 2. NanoDrop 检测其浓度和纯度。

# 1.2 RNA 反转录及 cDNA 验证

- 1. 取 lug 总 RNA 反转录成 cDNA, 步骤和体系按照 Promega 逆转录试剂盒说明书进行。
- 2. 以逆转录 cDNA 为模板,用 Real-Time PCR 内参基因 β-actin 引物做 RT-qPCR 扩增,验证 cDNA 的质量。

# 1.3 RT-PCR 产物测序

- 1. RT-PCR 并且凝胶电泳验证
- 2. RT-PCR 产物纯化后测序

#### 1.4 RACE 实验

主要是利用 SMARTer RACE 5'/3'试剂盒原理进行 RACE 实验,具体步骤如下:

- 1. RACE 逆转录,步骤和体系按照试剂盒说明书
- 2. RACE-PCR 对 5'及 3'端未知片段进行扩增 , 提前设计并合成 GSP primer

KOD酶 PCR 反应体系如下:		PCR 反应程序如下:		
10*KOD buffer	5ul	分别进	分别进行 5'及 3'扩增	
dNTPs	4ul			
$MgSO_4$	3ul	95 ℃	3 min	
KOD Polymerase	1ul	95 ℃	30s ]	
CDNA 模板	1ul	58 ℃	$30s$ $\rightarrow$ 45 cycles	
10*UPM	5ul	68 ℃	50s J	
F/R	1ul	68 ℃	6 min	
补水至	 至 50ul	4 °C	保存	



### 2.5 测序及克隆

产物纯化后测序并进行比对,若产物纯化后测序结果不是杂峰,会进一步进行平端连接,挑克隆,测序。

# 3. 实验结果及分析

#### 3.1 RNA 浓度及纯度报告

纯度(A260/A280): 1.85

浓度: 0.208 ug/ul


## 3.2 RT-qPCR 检测 cDNA 质量 (β-actin 基因):


### **β-actin Primers**

Forward primer: GAGACCTTCAACACCCCAGG

Reverse primer: ATGTCACGCACGATTTCCC

β-actin 检测 cDNA qPCR 的平均 CT 值: (16.33+ 16.35+ 16.22) /3 = 16.3





网址: www.genecreate.com

传真: 027-88189683

#### 3.3 RT-PCR 引物、凝胶电泳图片以及测序结果:



## 武汉金开瑞生物工程有限公司

#### 1. 引物信息

Primer	Primer Sequence	
mus-5'-out-F	ACTATACACCAGAGAGCCGG	266bp
mus-5'-out-R	GGCACACACTGAAAGTACTCG	
mus-3'-out-F	ACTGGTGATGTTTGTGCGTC	211bp
mus-3'-out-R	AGGCGACATTCCTTCATCGA	


2. 以 5'及 3'端引物进行 RT-PCR, 凝胶电泳检测结果如下:



注: Marker 大小从上到下依次为 2000、1000、750、500、250、100bp

#### 3.测序峰图及序列信息及比对结果

A. 3'引物 RT-PCR 测序结果、序列及比对结果分别如下:




网址: www.genecreate.com


传真: 027-88189683



#### 武汉金开瑞生物工程有限公司



#### B. 5'引物 RT-PCR 测序结果、序列及比对结果如下:



GCAGGTGTGCGCCTACTGGTTCGACGAGTACTTTATAAATGCCTACACATCCGTA
GGCACAGCTGATCAGGAAGCTGATTCTAAGGCAGCAACACGAAGCTAGAGCTGT
ACAGCCTTTCTGTCCTGTAGTCACCTGTCCGGTGGGGACTCACTGGCTCTCACGA
GATGCATTATTTAGAGCTAAGCCAATCCCTGGAAGAGGCGACATTCCTTCATCGA
GTACTTTAAATGTGTGCCCAAA

Range	1: 2	286 to 509	<u>GenBank</u>	Graphics		▼ Next Match ▲ Pre	vious Match
Score 390 bit		11)	Expect 5e-105	Identities 220/224(98%)	<b>Gaps</b> 1/224(0%)	<b>Strand</b> Plus/Plus	
Query 1	15	ACTGGTT-CGA	ACGAGTACTTTAT/	AATGCCTACACATCCGTAGGC	ACAGCTGATCAGGAA 73		
Sbjet 2	286	ACTGGTTAAGA	ÁCGÁGTÁCTTTÁT <i>I</i>	AATGCCTACACATCCGTAGGC	ÁCÁGCTGÁTCÁGGÁÁ 34	5	
Query 1	74	GCTGATTCTA	AGGCAGCAACACG/	AGCTAGAGCTGTACAGCCTTT	CTGTCCTGTAGTCAC 13	3	
Sbjet 3	346	GCTGATTCTA	ÁĞĞÜ ÁĞÜ ÁAÜ ÁÜĞI	AGCTAGAGCTGTACAGCCTTT	CTGTCCTGTAGTCAC 40	5	
Query 1	134	CTGTCCGGTGG	GGACTCACTGGCT	CTCACGAGATGCATTATTTAG	AGCTAAGCCAATCCC 19	3	

总结: RT-PCR 扩增后,可以得到条带单一,与预期大小相符的条带,产物进行测序后,在 NCBI 上进行比对后,可以看到与小鼠预测非编码 RNA 序列比对得上,证实序列在物种中的存在。

网址: www.genecreate.com


传真: 027-88189683

# 4. 5'及 3'RACE 扩增检测结果

1. 分别以 5'端及 3'端特异性引物及对应接头引物进行 RACE 实验, 扩增结果如下:



M 5′ 3′




注: Marker 大小从上到下依次为: 2000、1000、750、500、250、100bp

总结:采用基因特异性引物及对应的通用引物的进行 RACE 扩增实验,从电泳检测结果可以看到没有单一聚集的条带出现,整体比较弥散,亮度较弱,可能的原因在于 IncRNA 在初次扩增过程中的表达量太低导致的。

3. 在此对引物的基础上,分别在 5'及 3'端各设计一对内引物,利用内引物进行巢式 PCR,引物序列如下:

Primer	Sequence	Size
mus-3'-in-F	ACATCAGAAAGCAAGACGGC	155bp
mus-3'-in-R	ACTGGTGATGTTTGTGCGTC	
mus-5'-in-F	GGGACTAAAGGTGTGTGCCA	206bp
mus-5'-in-R	CAGGGATTGGCTTAGCTCTAA	

4. RACE 实验扩增检测结果如下:




注: Marker 大小从上到下依次为: 2000、1000、750、500、250、100bp

5. 将 RACE-PCR 产物分别进行回收送测序,并对测序结果进行分析,5′-out 的测序峰图如下, 其余三个结果类似:



### 武汉金开瑞生物工程有限公司



总结:从凝胶电泳结果可以看到,以外引物进行第一轮 RACE 扩增,再以内引物进行巢式 PCR 扩增后,扩增产物的表达量有所提高,但测序结果较乱,可能的原因在于 IncRNA 本身的 poly 结构及不正常的 GC 含量,导致扩增过程中片段的中断,多条片段的非特异性扩增等情况。

# 5. 下一步安排

1. 将 3'及 5'RACE-PCR 产物进行转化连接,挑克隆进行测序,验证扩增序列的正确与否

网址: www.genecreate.com

传真: 027-88189683